



A tout service ou autorité compétent

Im Wiesengrund 13
D 46342 Velen
Tel.: 02863/95024
info@schaefers-medizintechnik.de
www.schaefers-medizintechnik.de

Geschäftsführerin:
Christa Schaefer

St.-Nr.: 307/5908/2066
Ust.-IdNr.: DE124218493
Amtsgericht Coesfeld; HRB 21828

02.06.2025

Description technique du dispositif médical

irrimed classic est une pompe d'irrigation électrique pour l'irrigation intestinale ou l'irrigation transanale (TAI). Elle possède une pompe alimentée par batterie, avec laquelle la pression de l'eau est réglable en continu par électronique. La batterie LI-Ion est rechargeable et ne nécessite aucun entretien. Elle est hermétiquement scellée et peut être installée et utilisée dans n'importe quelle position, sans risque de fuite d'électrolyte. Elle possède une énergie de 19,24 Wh.

Le chargeur de la batterie est un adaptateur AC/DC enfichable, entrée 220 V - 240 V , 50 Hz ou 60 Hz, sortie 8,4 V 1,3 A ; DC .

La température de l'eau est affichée sur l'écran LCD.

Cet appareil médical est conforme à la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.

Les normes EN et les dispositions légales sont respectées, comme par ex :
EN 980, EN 1041, EN ISO 14971, EN ISO 10993, EN ISO 60601-1-2, 1-8, 1-11.

L'entreprise est certifiée selon EN ISO 13485:2016

pour le fabricant


Christa Schaefer